




Артериальные катетеры
ARROW

Teleflex – надежность имеет значение

Teleflex – надежный поставщик медицинских изделий высочайшего качества.

Компания Teleflex – ведущий производитель и стабильный партнер. В своей работе мы опираемся на проверенные решения, традиции и заботу о безопасности пациентов. Мы стремимся задействовать весь наш технический потенциал для снижения рисков и повышения качества лечения.

С продукцией бренда Arrow мы устанавливаем стандарты в этой области. Мы помогаем вам проводить все необходимые процедуры, соблюдая все требуемые стандарты.

Эффективный мониторинг гемодинамики

Стандартная установка по Сельдингеру II

Стандартная техника Сельдингера, благодаря конструкции изделий, помогает снизить риск инфекции и предоставляет больше возможностей для доступа. Гибкие крепления и гидрофильное покрытие улучшают клинические результаты.

QuickFlash

Сочетает удобство периферического венозного катетера с преимуществами устройства для установки по методике Сельдингера. Система позволяет осуществлять быстрый и эффективный анализ кровотока при артериальной пункции.

Установка по модифицированной методике Сельдингера

Прорыв в артериальной катетеризации с внедрением интегрированного дизайна изделий. Позволяет легко и быстро установить катетер, обеспечивая высокую эффективность процедуры и снижая риски заражения.


Содержание

Наборы для катетеризации артерии по методике Сельдингера.....	3-5
Наборы для катетеризации артерии по модифицированной методике Сельдингера.....	6

Установка по стандартной методике Сельдингера II

Жесткость катетера

- При комнатной температуре (25 °C)
■ Установленные в сосудистое русло (37 °C)



Наборы для катетеризации артерий (установка по стандартной методике Сельдингера)

Артикул	Катетер			Проводник					Канюля		Кол-во, шт
	Ø, Ga	Длина, см	Материал	Длина, см	Ø Диаметр	Тип кончика	Наличие метки	Направляющий элемент	Длина, см	Ø, Ga	
SAC-00324-PBX	24	2.5	PEBA	25	0.46 мм (.018")	Прямой/прямой	•		Канюля 24 G / 1,9 мм на игле 26 G		10
SAC-00524-PBX	24	5	PEBA	25	0.46 мм (.018")	Прямой/прямой	•		Канюля 24 G / 1,9 мм на игле 26 G		10
SAC-00522-PBX	22	5	PEBA	35	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		4	22 ¹	10
SAC-00822-PBX	22	8	PEBA	35	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		4	22 ¹	10
SAC-01222-PBX	22	12	PEBA	35	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		4	22 ¹	10
SAC-00520-PBX	20	5	PEBA	35	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		4	20 ¹	10
SAC-00820-PBX	20	8	PEBA	35	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		4	20 ¹	10
SAC-01220-PBX	20	12	PEBA	35	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		7	20 ¹	10
SAC-01620-PBX	20	16	PEBA	50	0.53 мм (.021")	Прямой/прямой	•		7	20 ¹	10
SAC-00818-PBX	18	8	PEBA	33	0.64 мм (.025")	Прямой/прямой	•		5	18 ¹	10
SAC-01218-PBX	18	12	PEBA	33	0.64 мм (.025")	Прямой/прямой	•		5	18 ¹	10
SAC-01618-PBX	18	16	PEBA	45	0.64 мм (.025")	J-обр./прямой		Arrow Advancer	7	18 ¹	10
SAC-02318-PBX	18	23	PEBA	60	0.64 мм (.025")	J-обр./прямой		Arrow Advancer	7	18 ¹	10

¹ ХТW = Экстратонкостенная

² TW = Тонкостенная

³ RW = Со стандартной толщиной стенок

Серия RA/FA-04xxx



Наборы для катетеризации лучевой артерии (установка по модифицированной методике Сельдингера)

Артикул	Катетер			Проводник				Канюля		Кол-во, шт
	Ø, Ga	Длина, см	Материал	Длина, см	Ø	Тип кончика	Направляющий элемент	Длина, см	Ø	
RA-04022	22	4.45	FEP	14	0.46 мм (.018")	Прямой	Spring-Wire Guide/* Tube Assembly	7	25 Ga ²	50
RA-04122	22	3.49	PUR	12.5	0.38 мм (.015")	Прямой	Spring-Wire Guide/ Tube Assembly	6.35	23 Ga	50
RA-04020	20	4.45	PUR		0.46 мм (.018")	Прямой	Integral Spring-Wire Guide	9.17	22 Ga ¹	50
RA-04120	20	3.81	PUR		0.46 мм (.018")	Прямой	Integral Spring-Wire Guide	9.17	22 Ga ¹	50
RA-04018	18	4.45	FEP		0.64 мм (.025")	Прямой	Integral Spring-Wire Guide	7	20 Ga ¹	50

Наборы для катетеризации бедренной артерии (установка по модифицированной методике Сельдингера)

Артикул	Катетер			Проводник				Канюля		Кол-во, шт
	Ø, Ga	Длина, см	Материал	Длина, см	Ø	Тип кончика	Направляющий элемент	Длина, см	Ø	
FA-04020	20	10.8	PUR	24	0.46 мм (.018")	Прямой	Spring-Wire Guide/ Tube Assembly	13.3	22 Ga ²	25
FA-04018	18	10.8	PUR	24.5	0.64 мм (.025")	Прямой	Spring-Wire Guide/ Tube Assembly	13.3	20 Ga ²	25

* Может быть установлен только с использованием интродьюсерного катетера

¹ XTW = Экстратонкостенная

² TW = Тонкостенная

³ RW = Со стандартной толщиной стенок

Серия RA-04220



Наборы с катетером QuickFlash

Артикул	Катетер			Проводник		Направляющий элемент	Канюля		Кол-во, шт
	Ø, Ga	Длина, см	Материал	Ø	Тип кончика		Длина, см	Ø	
RA-04220 (без крылышек)	20	3.81	PUR	0.46 мм (.018")	Прямой	Integral Spring-Wire Guide	6.35	21 Ga ²	50
RA-04220-W (с крылышками)	20	3.81	PUR	0.46 мм (.018")	Прямой	Integral Spring-Wire Guide	6.35	21 Ga ²	50

¹ XTW = Экстратонкостенная

² TW = Тонкостенная

³ RW = Со стандартной толщиной стенок



ЗАО "ШАГ"

Сайт: schag.ru

Телефон: 8 800 444-03-88

Наши офисы и представительства:

Москва - ЗАО "ШАГ"

г. Москва, 119002, Карманицкий пер., 9,
«Арбат Бизнес Центр», офис 501А
+7 (495) 956-13-09
sales@schag.ru

Санкт-Петербург - ООО "ШАГ Северо-Запад"

г. Санкт-Петербург, 196084, ул. Новорощинская,
д. 4, лит. А, Бизнес Центр "Собрание", офис 702
+7 (812) 383-50-13
spb@schag.ru

Екатеринбург - ООО "ШАГ Урал"

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10
БЦ «Антей», офис 1508/09
+7 (343) 211-02-16
+7 (982) 745-73-64
etolstovskaya@schag.ru

Новосибирск - ООО "ШАГ Сибирь"

630047, г.Новосибирск, ул. Кузьмы Минина д.9
+7 (383) 209-05-04
schagsibir@mail.ru

Ставрополь - ОСП Ставрополье ЗАО "ШАГ"

г. Ставрополь, 355042, ул. Доваторцев, д. 73, офис 402
+7 (8652) 99-74-04
stavropol@schag.ru

Ростов-На-Дону - ОСП По ЮФО и СКФО

344091, г. Ростов-На-Дону, Проспект Стачки, д. 245
+7 (863) 266-74-36

Поволжье - ОСП Волга ЗАО "ШАГ"

г. Самара, 443051, ул. Республиканская, д. 106, офис 150
+7 (925) 383-08-85
+7 (925) 204-40-37
eshishova@schag.ru