



КОНЦЕНТРИРУЯСЬ НА КАЧЕСТВЕ
ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ И СПАСАЕМ ЖИЗНИ

Комплексные медицинские решения

ЗАО "ШАГ"

Сайт: schag.ru

Телефон: 8 800 444-03-88



Наши офисы и представительства:

Москва - ЗАО "ШАГ"

г. Москва, 119002, Карманицкий пер., 9,

«Арбат Бизнес Центр», офис 501А

+7 (495) 956-13-09

sales@schag.ru

Санкт-Петербург - ООО "ШАГ Северо-Запад"

г. Санкт-Петербург, 196084, ул. Новорощинская,

д. 4, лит. А, Бизнес Центр "Собрание", офис 702

+7 (812) 383-50-13

spb@schag.ru

Ставрополь - ОСП Ставрополье ЗАО «ШАГ»

355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев,

д. 73а, офис 402

+7 (8652) 99-74-04

Екатеринбург - ООО "ШАГ Урал"

г. Екатеринбург, 620026, ул. Тверитина, д. 44, офис 404А

+7 (982) 745-73-64

etolstovskaya@schag.ru

Новосибирск - ООО "ШАГ Сибирь"

г. Новосибирск, 630075, ул. Танковая, д. 30 пом. 192

+7 (383) 209-05-04

schagsibir@mail.ru

Поволжье - ОСП Волга ЗАО "ШАГ"

г. Самара, 443051, ул. Республиканская, д. 106, офис 150

+7 (925) 383-08-85

+7 (925) 204-40-37

eshishova@schag.ru

Краснодар - региональный менеджер ЗАО "ШАГ"

+7 (918) 484-85-86

eleonova@schag.ru



GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.



О компании



Основанная в 1999 году, компания Baihe Medical является одним из основных китайских производителей, специализирующихся на производстве расходных материалов для анестезиологии и реанимации, диализа, инфузионной терапии и ухода за ранами.

Штаб-квартира компании расположена в Южном медицинском промышленном парке города Фошань в провинции Гуандун в 200 км от Гонконга. В настоящее время компания Baihe Medical имеет штат более 2000 сотрудников, 6 производственных площадок площадью более 40 000 м² и 4 дочерних предприятия: Biosun Medical, United Medical, Jiakang Medical и Dihua Precision Moulding.

Системы менеджмента качества сертифицированы по стандартам ISO-13485 и ISO 9001. Более 20 продуктов компании имеют маркировку CE. Центральные венозные катетеры и катетеры для гемодиализа могут продаваться на территории США. Baihe Medical имеет самые большие производственные мощности и является крупнейшим производителем центральных венозных катетеров и катетеров для гемодиализа в Китае. Придерживаясь принципа «Концентрируясь на качестве, заботимся о здоровье и спасаем жизни», компания стремится стать одним из ведущих поставщиков медицинских расходных материалов.



Содержание

Продукция для анестезиологии и реанимации



Центральные венозные катетеры.....3

Продукция для гемодиализа



Катетеры для гемодиализа кратковременного доступа.....7



Артериовенозные фистульные иглы11



Низкопоточные диализаторы.....12

Продукция для анестезиологии и реанимации

Центральные венозные катетеры ABLE



Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного полиуретана, что обеспечивает контроль положения катетера в процессе установки. Катетеры с несколькими просветами имеют более высокую рентгеноконтрастность кончика, что способствует улучшенной верификации катетера. Передвижной зажим позволяет быстро и надежно перекрывать удлинительные линии. Доступны одно-, двух-, трех- и четырехпросветные катетеры с круглым или треугольным хабом.



Мягкий кончик предотвращает риск перфорации, травму эндотелия при установке катетера, эффективно снижая вероятность механических и тромботических осложнений, связанных с катетеризацией.



Маркировка по длине позволяет точно определить глубину установки катетера как в правую и левую подключичные, так и в яремную вены.



Стандартное боковое отверстие



Круглый или треугольный хаб с встроенными крылышками для надежной фиксации катетера в месте пункции.

Состав наборов



Базовый набор

1. Центральный венозный катетер
2. Проводник
3. Расширитель сосудов
4. Зажим
5. Зажим для катетера
6. Интродьюсерная игла
7. Инъекционная игла
8. Шприц с поршнем
9. Заглушки инъекционные
10. Трехходовой краник
11. Безыгольный коннектор положительного давления
12. Безыгольный коннектор

Компоненты набора



Шприц с поршнем, позволяющим вводить проводник в просвет сосуда сквозь поршень без разъединения иглы Сельдингера и шприца, снижает количество манипуляций при установке катетера, устраняет вероятность дислокации иглы, эффективно предупреждает воздушную эмболию, сводит к минимуму кровопотерю и исключает контакт врача с кровью пациента.



У-образная интродьюсерная игла с непроницаемым клапаном позволяет вводить проводник без отсоединения шприца от иглы Сельдингера, что снижает кровопотерю, надежно защищает от воздушной эмболии, предотвращает контакт врача с кровью пациента и минимизирует риск инфицирования.



Проводник из нержавеющей стали с J-образным кончиком

Устройство для облегчения введения проводника позволяет легко спрямить J-образный кончик проводника и ввести проводник одной рукой, сохраняя его правильное направление.



Расширитель сосудов



Инъекционная заглушка



Мягкий и жесткий зажимы для катетера



Трехходовой краник



Безыгольный коннектор положительного давления



Скальпель



Полный набор

1. Все компоненты базового набора для катетеризации центральных вен
2. Шприц
3. Инъекционная игла
4. Хирургические перчатки
5. Хирургический тампон
6. Хирургический простыня
7. Хирургическое полотенце
8. Стерильная щетка
9. Марлевая салфетка
10. Шовный материал с иглой
11. Раневая повязка
12. Скальпель

Информация для заказа

Артикул	Количество просветов	Размер	Длина, см	Расширитель	Проводник	Интродьюсерная игла	
FV-1221	Один		5	4 Fr x 5 см или 4,5 Fr x 5 см	0,018" (0,46 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 20 Ga x 33 мм	
FV-1222			8				
FV-1223			10		0,018" (0,46 мм) × 60 см		
FV-1224			13				
FV-1225			16				
FV-1226			20				
FV-1321			5		0,021" (0,53 мм) × 50 см		
FV-1322			8				
FV-1324			13				
FV-1325			16				
FV-1326			20		0,021" (0,53 мм) × 60 см		
FV-1421			5	5 Fr x 6 см или 5,5 Fr x 6 см	0,025" (0,64 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 19 Ga x 38 мм	
FV-1422			8				
FV-1424			13				
FV-1425			16		0,025" (0,64 мм) × 60 см		
FV-1426			20				
FV-1428			30		0,025" (0,64 мм) × 70 см		
FV-1524			13	6 Fr x 10 см или 6,5 Fr x 10 см	0,032" (0,81 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 18 Ga x 65 мм	
FV-1525			16		0,032" (0,81 мм) × 60 см		
FV-1526			20				
FV-1528			30		0,032" (0,81 мм) × 70 см		
FV-1624			13	8 Fr × 10 см или 8,5 Fr × 10 см	0,032" (0,81 мм) × 50 см		
FV-1625			16		0,032" (0,81 мм) × 60 см		
FV-1626			20				
FV-1628			30		0,032" (0,81 мм) × 70 см		
FV/FC-2421	Два		5	5 Fr x 6 см или 5,5 Fr x 6 см	0,018" (0,46 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 20 Ga x 33 мм	
FV/FC-2422			8				
FV/FC-2424			13		0,018" (0,46 мм) × 60 см		
FV/FC-2425			16				
FV/FC-2426			20				
FV/FC-2521			5	6 Fr x 7 см или 6,5 Fr x 7 см	0,021" (0,53 мм) × 50 см		
FV/FC-2522			8				
FV/FC-2524			13				
FV/FC-2525			16		0,021" (0,53 мм) × 60 см		
FV/FC-2526			20				
FV/FC-2724			13	8 Fr × 10 см или 8,5 Fr × 10 см	0,035" (0,89 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 18 Ga x 65 мм	
FV/FC-2725			16		0,035" (0,89 мм) × 60 см		
FV/FC-2726			20				
FV/FC-2727			25				
FV/FC-2728			30		0,035" (0,89 мм) × 70 см		
FV-2824			13	9 Fr × 10 см или 9,5 Fr × 10 см	0,035" (0,89 мм) × 50 см		
FV-2825			16		0,035" (0,89 мм) × 60 см		
FV-2826			20				
FV-2828			30		0,035" (0,89 мм) × 70 см		
FV-2924			13		0,035" (0,89 мм) × 50 см		
FV-2925			16		0,035" (0,89 мм) × 60 см		
FV-2926			20				
FV-2928			30		0,035" (0,89 мм) × 70 см		

Артикул	Количество просветов	Размер	Длина, см	Расширитель	Проводник	Интродьюсерная игла
FV-3421	Три		5	6 Fr x 7 см или 6,5 Fr x 7 см	0,021" (0,53 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 20 Ga x 33 мм
FV-3422			8			
FV-3424			13			
FV-3425			16			
FV-3426			20			
FV/FC-3521			5	6 Fr × 10 см или 6,5 Fr × 10 см	0,021" (0,53 мм) × 50 см	
FV/FC-3522			8			
FV/FC-3524			13			
FV/FC-3525			16			
FV/FC-3526			20			
FV/FC-3724			13	8 Fr × 10 см или 8,5 Fr × 10 см	0,035" (0,89 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 18 Ga x 65 мм
FV/FC-3725			16			
FV/FC-3726			20			
FV/FC-3727			25			
FV/FC-3728			30			
FV-4924	Четыре		13	9 Fr × 10 см или 9,5 Fr × 10 см	0,035" (0,89 мм) × 50 см	Прямая или Y-образная, 18 Ga x 65 мм
FV-4925			16			
FV-4926			20			
FV-4928			30			

Примечания:

1. Наборы для катетеризации центральных вен доступны для заказа с прямой или Y-образной интродьюсерной иглой.
2. Буквы "FV" артикулов для однопросветных катетеров означают, что катетеры имеют цилиндрический хаб, для двух, трех и четырехпросветных - круглый хаб.
3. Буквы "FC" артикулов означают, что катетеры имеют треугольный хаб.



Продукция для гемодиализа

Катетеры для гемодиализа кратковременного доступа ABLE



Катетеры для гемодиализа изготовлены из рентгеноконтрастного полиуретана, обладают достаточной жесткостью для сопротивления коллабированию при высоких давлениях забора крови и, в то же время, достаточной мягкостью в просвете сосуда, препятствуя повреждению эндотелиального слоя вены.

Мягкий атравматичный кончик катетеров для гемодиализа обеспечивает повышенную защиту эндотелия от повреждения во время установки по сравнению с катетерами с обычным кончиком.

Удлинительные линии из силикона, устойчивые к возникновению изломов и перегибов, обеспечивают стабильный кровоток даже после многократного использования зажимов. Катетеры для гемодиализа обеспечивают стабильные высокие поточные характеристики при приемлемых показателях давления в контуре.

Катетеры для гемодиализа поставляются в широком диапазоне типоразмеров, в базовой и расширенной комплектациях, позволяя врачу подобрать оптимальный набор для конкретной клинической ситуации.

Состав наборов



Базовый набор

1. Катетер для гемодиализа
2. Проводник
3. Расширитель сосудов
4. Интродьюсерная игла
5. Инъекционная игла
6. Шприц с поршнем
7. Раневая повязка адгезивная
8. Заглушки под гепаринизированный раствор
9. Скальпель
10. Шовный материал с иглой



Мягкий атравматичный кончик катетеров снижает вероятность тяжелых осложнений катетеризации, таких как перфорация сосуда, тампонада сердца и тромбоз.



Боковые отверстия, расположенные на расстоянии 2,5 см от кончика катетера, препятствуют позиционной окклюзии – присасыванию катетера к стенке сосуда во время процедуры гемодиализа.



Рентгеноконтрастность обеспечивает легкую визуализацию с помощью рентгенографии при установке катетера.



Вращающиеся крылышки для подшивания катетера к коже позволяют легко позиционировать его в удобном для врача и пациента положении.



Изогнутые удлинительные линии обеспечивают оптимальное положение банш катетера для удобства врача и пациента.



Трехпросветные катетеры обеспечивают дополнительную возможность введения лекарственных веществ пациенту через третий дистальный просвет катетера.



Полный набор

1. Все компоненты базового набора для гемодиализа
2. Шприц
3. Инъекционная игла
4. Хирургические перчатки
5. Хирургический тампон
6. Хирургическая простыня
7. Хирургическое полотенце
8. Щетка стерильная
9. Салфетка марлевая

Информация для заказа

Двухпросветные

Артикул	Размер	Длина, см	Расширитель	Проводник	Интродьюсерная игла	Удлинительные линии	
FH/FR-2611	6,5 Fr 	5	7 Fr × 10 см / 7,5 Fr × 10 см	0,021" (0,53 мм) × 50 см	Прямая / Y-образная, 20 Ga x 33 мм	Прямые	
FR-2611W		5				Изогнутые	
FH/FR-2612		8				Прямые	
FR-2612W		8				Изогнутые	
FH/FR-2614		13				Прямые	
FR-2614W		13				Изогнутые	
FH/FR-2615		16				Прямые	
FR-2615W		16				Изогнутые	
FH/FR-2911	8,5 Fr 	5	9 Fr × 10 см / 9,5 Fr × 10 см	0,025" (0,64 мм) × 50 см	Прямая / Y-образная, 19 Ga x 38 мм	Прямые	
FR-2911W		5				Изогнутые	
FH/FR-2912		8				Прямые	
FR-2912W		8				Изогнутые	
FH/FR-2914		13				Прямые	
FR-2914W		13				Изогнутые	
FR-2915		16				Прямые	
FR-2915W		16		Изогнутые			
FR-2926		20		0,025" (0,64 мм)× 60 см		Прямые	
FR-2323	10 Fr 	10	12 Fr x 15 см / 12,5 Fr x 15 см	0,038" (0,97 мм) × 50 см	Прямая / Y-образная, 17 Ga x 65 мм	Прямые	
FH/FR-2315		16				Прямые	
FR-2315W		16				Изогнутые	
FH/FR-212911	11,5 Fr 	11	12 Fr x 15 см / 12,5 Fr x 15 см	0,038" (0,97 мм) × 50 см	Прямая / Y-образная, 17 Ga x 65 мм	Прямые	
FH/FR-212911-W		11				Изогнутые	
FR-212912		12				Прямые	
FH/FR-2114		13				Прямые	
FR-2114-W		13				Изогнутые	
FH/FR-212913-5		13,5				Прямые	
FH/FR-212913-5-W		13,5				Изогнутые	
FH/FR-211915		15				Прямые	
FH/FR-211915W		15				Изогнутые	
FH/FR-2115		16				Прямые	
FR-2115W		16				Изогнутые	
FR-2125W		16	9 Fr × 10 см / 9,5 Fr × 10 см				Изогнутые
FH/FR-2126		20	10 Fr×15 см / 10,5 Fr×15 см / 11 Fr×15 см / 11,5 Fr×15 см	0,038" (0,97 мм) × 60 см			Прямые
FR-2126W		20				Изогнутые	
FH/FR-2127		25				Прямые	
FH/FR-2224	12 Fr 	13	12 Fr x 15 см / 12,5 Fr x 15 см	0,038" (0,97 мм) × 50 см	Прямая / Y-образная, 17 Ga x 65 мм	Прямые	
FR-2224W		13				Изогнутые	
FH/FR-222913-5		13,5				Прямые	
FR-222913-5W		13,5				Изогнутые	
FH/FR-221915		15				Прямые	
FH/FR-221915W		15				Изогнутые	
FH/FR-2225		16				Прямые	
FR-2225W		16				Изогнутые	
FH/FR-2226		20		0,038" (0,97 мм) × 60 см		Прямые	
FR-2226W		20				Изогнутые	

Трехпросветные

Артикул	Размер	Длина, см	Расширитель	Проводник	Интродьюсерная игла	Удлинительные линии	
FR-3224	12 Fr 	13	12 Fr x 15 см / 12,5 Fr x 15 см	0,038" (0,97 мм) × 50 см	Прямая / Y-образная, 17 Ga x 65 мм	Прямые	
FR-3224W		13				Изогнутые	
FR-3225		16				Прямые	
FR-3225W		16				Изогнутые	
FR-3226		20		0,038" (0,97 мм) × 60 см		Прямые	
FR-3226W		20				Изогнутые	

Примечания:

1. Наборы катетеров для гемодиализа доступны для заказа с прямой или Y-образной интродьюсерной иглой.
2. Буквы "FR" артикула обозначают наличие у катетера мягкого кончика.
3. Буквы "FH" артикула обозначают отсутствие у катетера мягкого кончика.
4. Буква "W" артикула обозначает катетеры с изогнутыми удлинительными линиями.



Базовый набор с прямыми
удлинительными линиями

Базовый набор с изогнутыми
удлинительными линиями



Продукция для гемодиализа

Артериовенозные фистульные иглы



Особенности:

1. Легкая и менее болезненная пункция благодаря тщательной шлифовке иглы.
2. Уменьшение болевых ощущений у пациента и снижение свертываемости крови за счет силиконового покрытия иглы.
3. Боковое отверстие и ультратонкие стенки обеспечивают ламинарный поток и поддерживают высокую скорость кровотока.
4. Надежная и безопасная фиксация иглы благодаря рельефной структуре крылышек (доступны фиксированные или вращающиеся крылышки).

Информация для заказа

Артикул (индивидуальная упаковка)	Артикул (двойная упаковка)	Размер иглы, Ga	Длина иглы, мм	Длина катетера, мм	Крылышки
FN-1512S	FN-1512D	15 Ga	25	300	Фиксированные
FN-1612S	FN-1612D	16 Ga	25	300	Фиксированные
FN-1712S	FN-1712D	17 Ga	25	300	Фиксированные
FN-1512ZS	FN-1512ZD	15 Ga	25	300	Вращающиеся
FN-1612ZS	FN-1612ZD	16 Ga	25	300	Вращающиеся
FN-1712ZS	FN-1712ZD	17 Ga	25	300	Вращающиеся

Низкопоточные диализаторы



Особенности:

1. Эффективное удаление токсинов.
2. Превосходная биосовместимость.
3. Высокий клиренс средне- и низкомолекулярных веществ.
4. Малые потери альбумина.
5. Мембрана из полиэфирсульфона.
6. Площадь мембраны: от 1,4 до 2,0 м².
7. Внутренний диаметр волокон 200 мкм, толщина стенки 40 мкм.
8. Стерилизация гамма излучением.

Производительность In Vitro

	A40	A60	A80	A200
Коэффициент ультраfiltrации (мл/ч x мм рт. ст.)	18	20	22	24
Клиренс (скорость потока 200 мл/мин)				
Мочевина	190	192	194	196
Креатинин	181	184	187	190
Фосфаты	175	180	185	189
Витамин В12	110	118	126	133
Клиренс (скорость потока 300 мл/мин)				
Мочевина	252	260	267	275
Креатинин	233	245	257	270
Фосфаты	214	225	235	245
Витамин В12	120	136	150	165
Клиренс (скорость потока 400 мл/мин)				
Мочевина	279	290	300	312
Креатинин	261	275	288	300
Фосфаты	244	257	270	283
Витамин В12	125	142	158	173

Примечания:

Производительность In Vitro: $Q_b = 500$ мл / мин, $Q_d = 10$ мл / мин, $T = 37^\circ\text{C}$ (EN1283, ISO8637)

Коэффициенты ультраfiltrации: бычья плазма, $TP = 60$ г/л ± 5 г/л, $TMP = 10$ мм рт. ст.

Технические характеристики

Площадь мембраны, м²	1,4	1,6	1,8	2,0
Скорость потока крови, мл/мин	200-400			
Толщина стенки / внутренний диаметр волокон, мкм	40/200			
Первичный объем, мл	78	86	99	108
Материал мембраны	Полиэфирсульфон			
Максимальное трансмембранное давление (TMP), мм рт. ст.	500			
Метод стерилизации	Гамма-излучение			
Количество штук в упаковке	24			
Артикул	A-40	A-60	A-80	A-200

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

